

ASPIRATÖR CİHAZI BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

1.0 CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- ✓ Aspire edilmesi gereken hastalar (havale nöbetinde olan hastalar, mental motor retarde olanlar, zehirlenme vakaları vb.)

2.0 SORUMLULAR

- ✓ Aile hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı

3.0 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- ✓ Bakım yapımında cihazın enerjisi kesilir, bakım bittikten sonra kontrollü olarak enerjisi verilir.

4.0 KULLANIMI

- ✓ Cihaz hasta yanına getirilir.
- ✓ Düz bir zemine konur ve fişi takılır.
- ✓ Steril aspirasyon sondası takılır.
- ✓ Cihaz, sonda; burun veya ağızdan ilerledikten sonra düğmesine basılıp çalıştırılır.
- ✓ Aspirasyon işlemi bitince sonda çıkarılır.
- ✓ Aspiratör kapatılır, fişi çekilir.
- ✓ Aspirasyon sondası atılır.
- ✓ Cihaz yerine yerleştirilir.

5.0 BAKIMI

- ✓ Cihazın parçaları temizlenir,dezenfeksiyonu yapılır.